




## Suprapubische Ballonkatheter Punktions- und Wechselsets



### Silikonballonkatheter

- Transparent (wie Abbildung) oder blau eingefärbt. Beide Variationen aus 100% Silikon und mit integriertem Ballon (Patientenschonend: Keine Vergrößerung des Katheterdurchmessers im Ballonbereich).

### Spaltbare Punktionskanüle

- In den Größen 4,6 mm und 5,6 mm Durchmesser.

### Führungsdraht

- 80 cm, PTFE beschichtet, gerade flexible Spitze.

### Erhältlich

- Als Punktionsset, Wechselset und einzelner Katheter.

Integrierter Ballon



Herkömmlicher Ballon



Ballonkapazität: 5 ml für 12Ch und 14Ch  
5-10 ml für 16Ch bis 24Ch

## Verpackungseinheiten

• 10 Stück / pro Karton

### Suprapubischer Silikonkatheter mit integriertem Ballon / 40 cm lang

Art-Nr. ME4890-0212 bis ME4890-0224



### Suprapubischer Silikonkatheter mit integriertem Ballon / 28 cm lang

Art-Nr. ME4890-0212 bis ME4890-0224



### Suprapubisches Punktionset

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 12Ch, 40 cm lang  
+ spaltbare Punktionskanüle Ø 4,6mm

Art-Nr. ME4890-9212

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 14Ch, 40 cm lang  
+ spaltbare Punktionskanüle Ø 5,6mm

Art-Nr. ME4890-9214

### Suprapubisches Wechselset

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 12Ch / 14Ch und 16Ch, 40 cm lang  
+ Suprapubischer Führungsdraht, PTFE beschichtet, gerade flexible Spitze,  
Durchmesser 0,035" (0,89 mm)

Art-Nr. ME4890-8212 bis ME4890-8216