




Transurethrale Ballonkatheter



Silikonballonkatheter

- Transparent oder blau eingefärbt. Beide Variationen aus 100% Silikon und mit integriertem Ballon (Patientenschonend: Keine Vergrößerung des Katheterdurchmessers im Ballonbereich und stark reduzierte Faltenbildung beim Entblocken des Katheters).
- Lieferung mit Katheterstopfen.

Integrierter Ballon



Herkömmlicher Ballon



Ballonkapazität: 5 ml für 12Ch und 14Ch
10 ml für 16Ch bis 24Ch

Verpackungseinheiten

- 10 Stück / pro Karton

Transurethraler Silikonkatheter mit integriertem Ballon / 40 cm lang

Art-Nr. ME4822-0512 bis ME4822-0526



Art-Nr.	Größe	Länge	Ballonkapazität	PZN
ME 4822-0512	12 Ch	40 cm	5 ml	02894651
ME 4822-0514	14 Ch	40 cm	5 ml	02894674
ME 4822-0516	16 Ch	40 cm	5-10 ml	02894757
ME 4822-0518	18 Ch	40 cm	5-10 ml	02894763
ME 4822-0520	20 Ch	40 cm	5-10 ml	02894852
ME 4822-0522	22 Ch	40 cm	5-10 ml	02894881
ME 4822-0524	24 Ch	40 cm	5-10 ml	00019034
ME 4822-0526	26 Ch	40 cm	5-10 ml	00019040

HMP 15.25.15.6106

Die blau eingefärbten Katheter haben ein „B“ als Zusatz zur Artikelnummer
Zum Beispiel: ME 4822-0512 B