



Urindrainagesystem SLC19



Fassungsvermögen 4000 ml

Verbindungsschlauch 90 cm lang

Urinprobenentnahmestelle, Tropfkammer, Rücklaufsperr, Ablasshahn und integrierte Aufhängevorrichtung fürs Bett.

Verpackungseinheiten

20 Stück / Karton

Einzel steril verpackt

Packungsinhalt

1 x Urindrainagesystem SLC19

Art-Nr. SLC19 PZN 000019258, HMP 15.25.07.0044



medfein GmbH

Dieselstr. 20a, D-61239 Ober-Mörlen

Tel/Fax: +49-(0)6002-938744 / +49-(0)6002-938778, e-mail: info@medfein.de