




Nephrostomie Ballonkatheter



- Aus 100% Silikon, mit integriertem Ballon
- Geformte Spitze mit Öffnung für Führungsdraht
- Als Zwei Augen- und Vier Augen-Version erhältlich
- Mit Röntgenkontraststreifen und Graduierung
- Lieferung mit Katheterstopfen

Integrierter Ballon



Herkömmlicher Ballon



Ballonkapazität:
1,5 ml für 10Ch
2,0 ml für 12Ch
3,0 ml für 14Ch
5,0 ml für 16 - 26Ch

Verpackungseinheiten

• 10 Stück / pro Karton



Nephrostomie Silikonkatheter

mit integriertem Ballon / 40 cm lang / Zwei Augen-Version

Art-Nr.	Größe	Länge	Ballonkapazität
ME 4870-0510	10 Ch	40 cm	1,5 ml
ME 4870-0512	12 Ch	40 cm	2,0 ml
ME 4870-0514	14 Ch	40 cm	3,0 ml
ME 4870-0516	16 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4870-0518	18 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4870-0520	20 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4870-0522	22 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4870-0524	24 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4870-0526	26 Ch	40 cm	5,0 ml



Nephrostomie Silikonkatheter

mit integriertem Ballon / 40 cm lang / Vier Augen-Version

Art-Nr.	Größe	Länge	Ballonkapazität
ME 4874-0510	10 Ch	40 cm	1,5 ml
ME 4874-0512	12 Ch	40 cm	2,0 ml
ME 4874-0514	14 Ch	40 cm	3,0 ml
ME 4874-0516	16 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4874-0518	18 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4874-0520	20 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4874-0522	22 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4874-0524	24 Ch	40 cm	5,0 ml
ME 4874-0526	26 Ch	40 cm	5,0 ml

