



Urinbeinbeutel SLE10-50



Fassungsvermögen 750 ml
Verbindungsschlauch 50 cm lang
Urinprobenentnahmestelle,
Rücklaufsperr, Ablasshahn
und beschichtete Rückseite.

Verpackungseinheiten
10 Stück / Karton
Einzel steril verpackt

Packungsinhalt
1 x Urinbeinbeutel SLE10-50
Jedem Urinbeinbeutel SLE10-50 liegt ein zusätzlicher Konnektor bei.
Der Benutzer kann den Verbindungsschlauch individuell kürzen
und mit diesem Konnektor verbinden.

Art-Nr. SLE10-50 PZN 17306648 HMP 15.25.05.3075



medfein GmbH

Dieselstr. 20 a, D-61239 Ober-Mörlen

Tel/Fax: +49-(0)6002-938744 / +49-(0)6002-938778, e-mail: info@medfein.de