



Urinbeinbeutel SLE10-50



Fassungsvermögen 750 ml
Verbindungsschlauch 50 cm lang:
 Urinprobenentnahmestelle,
 Rücklaufsperr, Ablaßhahn
 und beschichtete Rückseite.

Verpackungseinheiten
 10 Stück / Karton
 Einzeln steril verpackt

Packungsinhalt
 1 x Urinbeinbeutel SLE10-50
 Jedem Urinbeinbeutel SLE10-50 liegt ein zusätzlicher Konnektor bei.
 Der Benutzer kann den Verbindungsschlauch individuell kürzen
 und mit diesem Konnektor verbinden.

Art-Nr. SLE10-50 PZN 17306648 HMP 15.25.05.3075