



Urindrainagesystem TZ01



Fassungsvermögen 2000 ml

Verbindungsschlauch 120 cm lang

Urinprobenentnahmestelle, Tropfkammer, Rücklaufsperr, Ablasshahn und integrierte Aufhängevorrichtung fürs Bett.

Verpackungseinheiten

20 Stück / Karton

Einzel steril verpackt

Packungsinhalt

1 x Urindrainagesystem TZ01

Art-Nr. TZ01 PZN 04438443, HMP 15.25.07.0044